

Rollwagen-Maßblatt	DATUM <input style="width: 90%;" type="text"/>
---------------------------	--

BITTE UNBEDINGT IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN!

Auftraggeber	(Name, Vorname) <input style="width: 65%;" type="text"/>
--------------	--

Telefon / mobil	<input style="width: 65%;" type="text"/>
-----------------	--






DATEN ZUM TIER:	Name <input style="width: 65%;" type="text"/>
-----------------	---

Gewicht	<input style="width: 90%;" type="text"/> kg	M <input type="checkbox"/>	W <input type="checkbox"/>	Rasse <input style="width: 95%;" type="text"/>
---------	---	----------------------------	----------------------------	--

Bemerkung/Besonderheiten	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Diagnose</td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Besteht seit</td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> </table>	Diagnose	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Besteht seit	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Diagnose	<input style="width: 95%;" type="text"/>				
Besteht seit	<input style="width: 95%;" type="text"/>				

▶ **WICHTIG: Bitte unbedingt vor dem Vermessen lesen!** ◀

Messen Sie die Maße **1** - **5** die über den Abbildungen stehen.
 Achten Sie bitte darauf, daß Sie die Maße so nehmen, als sei es ein stehender Hund (normal stehende Haltung). Da sich sonst die Maße verfälschen! Die Beine korrekt positionieren!
 Messen Sie gerade Strecken, außer bei den Umfangmaßen natürlich.
 Benutzen Sie für gerade Messungen einen Maßstab(Zollstock) und für die Umfangmaße ein Maßband oder ein Stück Faden, die Länge des Fadens messen Sie dann am Maßstab ab.
 Das Ausmessen fällt leichter, wenn Sie zu ZWEIT sind und 1 Person das Tier unterstützt!
DIE BRUSTBREITE BITTE ZWISCHEN 2 BRETTERN MESSEN!



Abholung <input type="checkbox"/>	am: <input style="width: 95%;" type="text"/>
Versenden <input type="checkbox"/>	

Unterschrift
des Maßnehmenden